SANI-CLOTH® 360°

100% PLASTFRIE SERVIETTER

100% PLANTEBASERT VIRKESTOFF

100% RESIRKULERBAR EMBALLASJE

EN «GRØNN LØSNING PÅ ALLE NIVÅER» FOR RENGJØRING OG DESINFEKSJON

Effektiv mot virus (HPV og Noro), bakterier og gjærsopp på 2 minutter



Hvorfor velge Sani-Cloth® 360°?

Sani-Cloth® 360° er engangs, ferdig til bruk, lofattige, biologisk nedbrytbare 2-i-1 rengjørings- og desinfeksjonsservietter for ikke-invasive medisinske enheter og ikke-porøse overflater. Formulert med et plantebasert virkestoff kan Sani-Cloth® 360° brukes til forrengjøring eller dekontaminering av medisinsk utstyr før sterilisering.



E360102

MD

Utviklet for en fremtid med lavere karbonutslipp

+ **100 % plastfrie servietter** (FSC® C212093).
+ **100 % plantebasert virkestoff**
(uten kvaternære ammoniumforbindelser og alkohol).
+ **100 % resirkulerbar emballasje** (monofilm).
+ Ingen behov for plasthansker.
+ Lokk laget av resirkulert plast fra forbrukere (PCR).
+ Produsert i Europa.

God brukeropplevelse og høy tilfredshet

+ Dermatologisk testet, egnet for hyppig bruk.
+ Fri for CMR/PHMB, utviklet med hensyn til følsomhet for ingredienser.
+ Skånsom formulering – mild mot hendene.
+ Over 1 m^2 dekning per serviett, bidrar til optimal bruk og mindre avfall.
+ Ingen CLP-advarsler på emballasjen, noe som forenkler opplæring.

Smart utstyrspleie og pasientsikkerhet

Testet i henhold til anerkjente internasjonale ISO- og ASTM-standarder, som støtter overflatekompatibilitet, forlenger utstyrets levetid, reduserer nedetid, bidrar til kostnadskontroll og ivaretar pasientsikkerheten.

Fullt virucid; bakteriedrepende og gjærsoppdrepende på 2 minutter

Testmetode	Mikroorganisme	Total kontakttid
EN 14476	Fullt virucid	2 minutt
EN 14476 EN 16615*	Kappekledde virus	30 sekunder
EN 16615 EN 13727	Bakteriedrepende	1 minutt
EN 16615 EN 13624	Gjærsoppdrepende	1 minutt

*Modifisert 4-felt test.
Testet under skitne forhold. Ingen forrengjøring nødvendig. Fullstendige effektdata tilgjengelig på forespørsel.

A004GRY



Sani-Cloth® 360° er kompatibel med våre point-of-use dispensere for bedre etterlevelse.

Produktbeskrivelse	Produktkode	Serviettstørrelse	Klassifisering	Holdbarhet etter åpning	Holdbarhet
120 stk. myk pakke	E360102	250mm x 145mm	MD klasse IIa	3 måneder	36 måneder

For mer informasjon, skriv til oss på: post@modulnordic.no

post@modulnordic.no +47 62 54 71 10 modulnordic.no Modul Nordic