# Sani-Cloth® 360° – materialkompatibilitet

PDIs Compatible by Design™-system · Produsent: PDI (Professional Disposables International)
Distribueres i Norge av Modul Nordic AS

Produktserien Compatible by Design™ er utviklet med materialkompatibilitet som utgangspunkt, noe som skiller den ut innen infeksjonsforebygging. Med PDI trenger du aldri å gå på kompromiss med klinisk effekt for å beskytte utstyret ditt.

## Forklaring

| | |
|---|---|
|  | Ved bruk som anvist er det lite sannsynlig med synlige endringer på overflaten (skade/nedbrytning). |
|  | Enkelte synlige effekter, som misfarging, kan forekomme ved langvarig eksponering. |
|  | Synlige endringer på overflaten (skade/nedbrytning) kan oppstå ved langvarig eksponering. |
| **Ikke testet** | Materialet er ikke testet med Sani-Cloth® 360°. |

## Kompatibilitet per overflatemateriale

| | Overflatemateriale | Finnes i | Sani-Cloth® 360°  |
|---|---|---|---|
| Polymerer | Polymetylmetakrylat (PMMA) | Inkubatorer, infusjonspumper, telefonskjermer, dialysatorer, røntgenbeskyttelsesskjermer |  |
| | Polyetylen med høy densitet (HDPE) | Kjemikaliebeholdere, kabelisolasjon, emballasje, kapslinger for elektrisk utstyr, brett, industrielle plastprodukter |  |
| | Akrylnitril-butadien-styren (ABS) | Tastaturer, infusjonspumper, inhalatorer, trakealtuber, respiratorventiler, kapslinger for elektrisk utstyr, medisinske masker, medisinsk utstyr for blodtilgang |  |
| | Polypropylen | Kirurgiske brett, utvendige deler på utstyr, membranoksygenatorer, slangekoblinger, plastflasker |  |
| | Polykarbonat | Infusjonspumper, anestesibeholdere, IV-låsebokser, vernebriller, hemodialysatorer, blodoksygenatorer, blodreservoarer, kirurgiske instrumenter, endoskopisk utstyr, linser, IV-koblinger |  |
| | Marlite® | Veggpaneler | **Ikke testet** |
| | Polyvinylklorid (PVC) | Blod- og dialyseposer, IV-poser, slanger, oksygenmasker, katetre, gulv, elektriske ledninger, møbler, madrasstrekk |  |
| | Tritan™ kopolyester | Gjennomsiktige komponenter i utstyr | **Ikke testet** |
| | 3Form™ Varia™ | Formbare akrylplater | **Ikke testet** |
| Tekstiler | Polyuretan | Møbeltrekk, sengetøy, hodestøtter, armlener, kirurgiske avdekningsduker, pakninger, lamper, slanger, madrasstrekk |  |

| | Overflatemateriale | Finnes i | Sani-Cloth® 360°  |
|---|---|---|---|
| Metaller | Messing C260 | Skalpeller, sakser, rørdeler | ● |
| | Aluminium 6061 | Stetoskoper, skalpeller, kirurgiske brett, isolasjonsvogner, beholdere, båretraller, sitteplasser, monitorer, håndlister, gåstoler, rullestoler, operasjonslamper | ●●● |
| | Galvanisert stål | Traller, ventilasjonskanaler, rør, spiker, bolter | ● |
| | Rustfritt stål 316 | Operasjonsbord, prosedyrevogner, skap, traller, rullestoler, vasker, termometre, arterieklemmer, pinsetter, tenger, sengerammer, møbler, inventar, benker | ●● |
| | Aluminiumsilikat | Inventar, isolatorer, instrumentbrett, gåstoler, krykker, sammenleggbare bårer | ● |
| Harde porøse overflater | Keramikk | Trykksensorer, håndverktøy, ventiler, fliser | ●●● |
| | Porselen | Baderom | ●●● |
| | Marmor | Dekorative benkeplater | ● |

## Kilde og kontakt

Oversatt til norsk av Modul Nordic AS fra PDIs dokument «PDI's Compatible by Design™ System – Sani-Cloth® 360° Wipes» (C18 Issue 1 091026). Ved avvik gjelder den engelske originalen.

PDI International · contact@pdi-intl.com · +44 (0) 8081 697 945 · pdi-intl.com